

GUÍA PARA EL MANEJO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

EQUIPO: NEVERA DE PAQUETES FRÍOS

ACCESORIOS: BANDEJA, TERMÓMETRO, PAQUETES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Verifique la temperatura del equipo y regístrelo en el formato de control antes de retirar los paquetes
2. Al retirar los paquetes de la nevera verifique que la puerta quede cerrada
3. Informar al encargado del área de mantenimiento en caso de detectar fallas en su funcionamiento y anomalías en el estado físico del equipo, este debe solicitar el mantenimiento correctivo inmediato en la administración correspondiente diligenciando el Formato **Solicitud de Mantenimiento Correctivo** y enviándolo al correo de "**mantenimiento@tecnologiavitalmedica.com**" o a través de la página web "**www.tecnologiavitalmedica.com**"
4. No mover el equipo del lugar asignado para su operación y manejo, cualquier cambio debe ser notificado al encargado del área de mantenimiento.
5. Los eventos adversos que se presenten durante la manipulación del equipo deben ser notificados inmediatamente a la Administración o al representante del comité de **Seguridad del Paciente**.
6. No consumir alimentos sobre el equipo.

ACTIVIDADES DE CONTROL Y LIMPIEZA

1. Verificar condiciones ambientales
2. Efectuar limpieza integral externa con un paño de micro fibra humedecido con alcohol antiséptico al 96%, NO UTILICE ABRASIVOS FUERTES O QUÍMICOS
3. Los cojinetes y partes móviles están permanentemente lubricados. NO UTILICE ACEITES O LUBRICANTES

| CAZAFALLAS | | |
|---|--|---|
| SITUACIÓN | CAUSA POSIBLE | SOLUCIÓN |
| <ul style="list-style-type: none">• Equipo no enfría | <ul style="list-style-type: none">• Equipo no conectado a la red eléctrica• Desajuste de termostato | <ul style="list-style-type: none">• Cerciorarse que la conexión del cable esté conectado al toma eléctrico• Identifique la temperatura de trabajo• Cerciórese que el control de temperatura se encuentre en el rango• Comuníquese con servicio técnico |
| <ul style="list-style-type: none">• Los paquetes gelizados no enfrían | <ul style="list-style-type: none">• Paquetes desgastados | <ul style="list-style-type: none">• Cambio de paquetes gelizados |

Elaboró: Jefferson Álvarez

Cargo: Ingeniero de Mantenimiento **TVM S.A.S**