

GUÍA PARA EL MANEJO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

EQUIPO: BANDA TROTADORA, CAMINADORA, ELÍPTICA , RECUMBERT

ACCESORIOS: LLAVE IMÁN

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Coloque el equipo en una superficie plana
2. Verifique que el cable poder esté conectado al regulador y del regulador al tomacorriente
3. Conecte el cable acerado de la grúa al paciente (si ha puesto el arnés al paciente) si aplica
4. Encienda el equipo
5. Coloque la llave, en el panel frontal para poner en marcha el equipo si aplica
6. Recline la banda en el ángulo deseado
7. Ajuste la velocidad deseada
8. Seleccione los parámetros deseados para la terapia
9. Presione START
10. Para finalizar la terapia inicialmente reduzca la velocidad al mínimo, luego presione STOP y por último retire la llave para bloquear el equipo si aplica
11. La banda, la recumbert o la elíptica solo debe ser manipulado por el terapeuta
12. De uso exclusivo para pacientes
13. No deje solo al paciente mientras esté haciendo uso de la banda y vigile la terapia del paciente
14. Informar al encargado del área de mantenimiento en caso de detectar fallas en su funcionamiento y anomalías en el estado físico del equipo, este debe de solicitar el mantenimiento correctivo inmediato en la administración correspondiente diligenciando el Formato Solicitud de Mantenimiento Correctivo y enviándolo al correo de **"mantenimiento@tecnologiavitalmedica.com"** o a través de la página web **"www.tecnologiavitalmedica.com"**
15. No mover el equipo del lugar asignado para su operación y manejo, cualquier cambio debe ser notificado al encargado del área de mantenimiento.
16. Los eventos adversos que se presenten durante la manipulación del equipo deben ser notificados inmediatamente a la Administración o al representante del comité de **Seguridad del Paciente**
17. No consumir alimentos sobre el equipo.

ACTIVIDADES DE CONTROL Y LIMPIEZA

1. Verificar condiciones ambientales
2. Efectuar limpieza integral externa con un paño de micro fibra humedecido con alcohol antiséptico al 96%, NO UTILICE ABRASIVOS FUERTES O QUÍMICOS
3. Lubricar con líquido 556 la superficie interna de la banda cada fin de semana, esto evita rozamiento y posible desgaste de la misma
4. Al finalizar la semana, levantar la banda y ajustar la perilla que la sostiene.

Elaboró: Jefferson Álvarez

Cargo: Ingeniero de Mantenimiento **TVM S.A.S**