

GUÍA PARA EL MANEJO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

EQUIPO: MONTACARGA

ACCESORIOS: BATERÍA, BRAZO, ARNÉS, SILLA, CONTROL ALÁMBRICO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Verifique que el cable poder esté conectado al tomacorriente para cargar la batería en horas no laborales.
2. Desconecte el cable poder del tomacorriente para cuando inicie la sesión con pacientes.
3. Posicione la silla de la montacarga.
4. Posicione el brazo de la montacarga con el control alámbrico en un ángulo de 90°.
5. Posicione la silla al paciente.
6. Gire el brazo de la montacarga hacia la piscina, y posícionelo en un ángulo de 225° referente a la piscina (si ha puesto el arnés al paciente).
7. Retire la silla del paciente (siempre y cuando el paciente está dentro de la piscina).
8. Terminada la sesión posicione la silla al paciente (si ha puesto el arnés en la montacarga).
9. Luego posicione el brazo de la montacarga con el control alámbrico en un ángulo de 90°.
10. Gire el brazo de la montacarga hacia piso firme.
11. Retire la silla del paciente (siempre y cuando el paciente este sentado en la silla).
12. Coloque el control alámbrico después de su uso en el pedestal de la montacarga.
13. El equipo solo debe ser manipulado por el terapeuta.
14. Uso exclusivo para pacientes.
15. No deje solo al paciente mientras esté haciendo uso de la montacarga y vigile la terapia del paciente.
16. Informar al encargado del área de mantenimiento en caso de detectar fallas en su funcionamiento y anomalías en el estado físico del equipo, este debe de solicitar el mantenimiento correctivo inmediato en la administración correspondiente diligenciando el Formato **Solicitud de Mantenimiento Correctivo** y enviándolo al correo de "**mantenimiento@tecnologiavitalmedica.com**" o a través de la página web "**www.tecnologiavitalmedica.com**"
17. No mover el equipo del lugar asignado para su operación y manejo, cualquier cambio debe ser notificado al encargado del área de mantenimiento
18. Los eventos adversos que se presenten durante la manipulación del equipo deben ser notificados inmediatamente a la Administración o al representante del comité de Seguridad del Paciente.
19. No consumir alimentos sobre el equipo.

ACTIVIDADES DE CONTROL Y LIMPIEZA

1. Verificar condiciones ambientales
2. Efectuar limpieza integral externa con un paño de micro fibra humedecido con alcohol antiséptico al 96%, tanto en control alámbrico como en el pedestal de la montacarga. NO UTILICE ABRASIVOS FUERTES O QUÍMICOS.

Elaboró: Jefferson Álvarez

Cargo: Ingeniero de Mantenimiento **TVM S.A.S**