

GUÍA PARA EL MANEJO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

EQUIPO: ULTRASONIDO

ACCESORIOS: CABEZAL ULTRASÓNICO, GEL

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Verificar swiche de encendido/apagado
2. Pulse el botón de encendido, en el panel frontal para encender el equipo en el tiempo determinado
3. Clasifique el modo
4. Ajuste la potencia deseada para la función
5. Verifique que la zona de la piel a tratar esté limpia y no presente heridas
6. Aplique gel o aceite natural en la pieza de mano (cabezote)
7. Coloque, según el área de tratamiento que corresponda al paciente
8. Ya terminada la sesión limpie la pieza de mano
9. No enrollar el cable
10. Informar al encargado del área de mantenimiento en caso de detectar fallas en su funcionamiento y anomalías en el estado físico del equipo, este debe de solicitar el mantenimiento correctivo inmediato en la administración correspondiente diligenciando el Formato **Solicitud de Mantenimiento Correctivo** y enviándolo al correo de "mantenimiento@tecnologiavitalmedica.com" o a través de la página web "www.tecnologiavitalmedica.com"
11. No mover el equipo del lugar asignado para su operación y manejo, cualquier cambio debe ser notificado al encargado del área de mantenimiento.
12. Los eventos adversos que se presenten durante la manipulación del equipo deben ser notificados inmediatamente a la Administración o al representante del comité de **Seguridad del Paciente**.
13. No consumir alimentos sobre el equipo.

ACTIVIDADES DE CONTROL Y LIMPIEZA

1. Verificar condiciones ambientales.
2. Verificar aspecto externo del equipo (carcasa).
3. Efectuar limpieza integral externa con un paño de micro fibra humedecido con alcohol antiséptico al 96%.

CAZAFALLAS

SITUACIÓN	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Equipo no enciende 	<ul style="list-style-type: none"> Equipo no conectado a la red eléctrica Equipo sin batería 	<ul style="list-style-type: none"> Cerciorarse que la conexión del cable esté conectado al toma eléctrico Cerciorarse que las baterías tengan carga Comuníquese con servicio técnico
<ul style="list-style-type: none"> No se detecta cabezal ultrasónico 	<ul style="list-style-type: none"> Cabezal ultrasónico desconectado 	<ul style="list-style-type: none"> Cerciorarse que el cabezal ultrasónico esté conectado Comuníquese con servicio

GUÍA PARA EL MANEJO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
--

		técnico
<ul style="list-style-type: none">• Cabezal ultrasónico sobrecalentado	<ul style="list-style-type: none">• Manipulación incorrecta de la programación	<ul style="list-style-type: none">• Reprogramar parámetros• Comuníquese con servicio técnico

Elaboró: Jefferson Álvarez

Cargo: Ingeniero de Mantenimiento TVM S.A.S
--