

GUÍA PARA EL MANEJO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

EQUIPO: GRÚA

ACCESORIOS: BRAZO, ARNÉS, CONTROL ALÁMBRICO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Verifique que el cable poder esté conectado al tomacorriente.
2. Posicione la grúa.
3. Baje el cable acerado y posicione el arnés en la grúa.
4. Posicione los frenos de la misma.
5. Posicione el arnés al paciente.
6. Efectúe la terapia al paciente.
7. Cuando finalice la terapia, inicialmente reduzca la velocidad de la banda, presione STOP, bloquee el equipo y retire el arnés del paciente.
8. Terminada la sesión posicione el cable acerado al final de la polea y verifique que el cable este correctamente enrollado.
9. Coloque el control alámbrico después de su uso en el pedestal de la grúa.
10. El equipo solo debe ser manipulado por el terapeuta.
11. Uso exclusivo para pacientes.
12. No deje solo al paciente mientras esté haciendo uso de la grúa y vigile la terapia del paciente.
13. Informar al encargado del área de mantenimiento en caso de detectar fallas en su funcionamiento y anomalías en el estado físico del equipo, este debe de solicitar el mantenimiento correctivo inmediato en la administración correspondiente diligenciando el Formato **Solicitud de Mantenimiento Correctivo** y enviándolo al correo de "mantenimiento@tecnologiavitalmedica.com" o a través de la página web "www.tecnologiavitalmedica.com"
14. No mover el equipo del lugar asignado para su operación y manejo, cualquier cambio debe ser notificado al encargado del área de mantenimiento
15. Los eventos adversos que se presenten durante la manipulación del equipo deben ser notificados inmediatamente a la Administración o al representante del comité de **Seguridad del Paciente**
16. No consumir alimentos sobre el equipo.

ACTIVIDADES DE CONTROL Y LIMPIEZA

1. Verificar condiciones ambientales
2. Efectuar limpieza integral externa con un paño de micro fibra humedecido con alcohol antiséptico al 96%, tanto en control alámbrico como en el pedestal de la grúa. NO UTILICE ABRASIVOS FUERTES O QUÍMICOS.

Elaboró: Jefferson Álvarez

Cargo: Ingeniero de Mantenimiento **TVM S.A.S**