



TECNOLOGÍA VITAL MÉDICA S.A.S.
Ingeniería al Servicio de la Salud
NTT 900923207-3

INFORME DE SERVICIO EQUIPO BIOMÉDICO

N° 03726

DATOS DE CLIENTE

INSTITUCIÓN: CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL SUR CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
CONTACTO: MARY LUZ CHICA CARGO: ADMINISTRADORA

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: ULTRASONIDO MARCA: CHATTANOOGA MODELO: INTELECT SERIE: T22507
ACTIVO FIJO: N.I SEDE: NORTE SERVICIO: FISIOTERAPIA UBICACIÓN: SEGUNDO PISO

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE: ALQUILER ☐ GARANTÍA ☐ CONTRATO MTTO ☒ SERVICIO EVENTO ☐
SERVICIO DE: VISITA CLIENTE ☐ DIAGNÓSTICO ☐ MTTO PREVENTIVO ☒ MTTO CORRECTIVO ☐

REPORTE INICIAL DEL CLIENTE

NO ENCIENDE ☐ CALENTAMIENTO ACCESORIO / EQUIPO ☐ FUGA (AGUA / AIRE / ACEITE / GASES) ☐ NINGUNA ☒
ENCIENDE PERO NO FUNCIONA ☐ RUIDO EXTRAÑO ☐ EQUIPO GOLPEADO ☐ OTROS ☐
ERROR DE FUNCIONAMIENTO ☐ ELEMENTO TRABADO ☐ DAÑO ESTRUCTURAL / APARIENCIA ☐ OBSERVACIONES
MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA ☐ ELEMENTO DEFECTUOSO ☐ NO HAY COMUNICACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DE REVISIONES Y VERIFICACIONES

| INSPECCIÓN | | | | | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIÓN FÍSICA | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| DETALLE | BUENO | REGULAR | MALO | N/A | DETALLE | BUENO | REGULAR | MALO | N/A |
| SISTEMA ELÉCTRICO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SISTEMA NEUMÁTICO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SISTEMA DE ENGRANAJE (PIÑONERÍA) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SISTEMA HIDRÁULICO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SISTEMA DE VENTILACIÓN / EXTRACTOR | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SISTEMA ELECTRÓNICO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RODAMIENTOS / POLEAS / CORREAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SISTEMA MECÁNICO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | RESISTENCIA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SISTEMA DE VACIO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ELEMENTOS CALEFACTORES / REFRIGERACIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SISTEMA AUTOMÁTICO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CIRCUITO TERMOREGULADOR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO / MANUAL | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | GENERADOR DE VAPOR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SISTEMA ÓPTICO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | DEPÓSITO O CÁMARAS (TANQUES) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SOFTWARE / APLICACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PIEZAS MÓVILES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIÓN FÍSICA | | | | | BRAZO (FIJO/ ECUALIZABLE) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DETALLE | BUENO | REGULAR | MALO | N/A | SISTEMA DE COMUNICACIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PREINSTALACIONES / INSTALACIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CARRO DE TRANSPORTE / RODACHINES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | IMPRESORA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SOPORTES / PLANOS / BARANDAS / BANDEJA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ELEMENTO REGULADOR DE CORRIENTE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TERMINALES / CONECTORES | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SISTEMAS DE GASES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CARACA / PINTURA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CABLEADO ESTRUCTURAL | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BATERÍA / CARGADOR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SISTEMA DE IMÁGENES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CABLE DE AC / ADAPTADOR AC | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | AUTOTEST | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INTERRUPTORES / FUSIBLES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PROGRAMACIÓN / CONFIGURACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TECLAS / BOTONES / MANDOS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ALARMAS SONORAS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PANTALLA / INDICADORES / PILOTOS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ALARMAS VISUALES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ACCESORIOS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | MALTRATADO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SENSORES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ERROR DE MANEJO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TRANSDUCTOR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | REPUESTO DAÑADO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FILTROS (AIRE / AGUA / BACTERIOLÓGICO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | DESCONFIGURADO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONTROL (ALÁMBRICO / INALÁMBRICO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | FALLA DE SOFTWARE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LUZ (BOMBILLO / REFLECTOR) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | DESCONEXIÓN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SISTEMA DE LENTES (OBJETIVOS / OCULARES) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | OTRAS PRUEBAS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MOTOR (ROTOR / ESTATOR / EMBOBINADO / EJE) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | OTROS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

LABORES REALIZADAS

| DETALLE | REALIZADO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| REVISIÓN Y VERIFICACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> | Revisión de funcionamiento |
| DIAGNÓSTICO | <input checked="" type="checkbox"/> | Cable del aplicador en deficientes condiciones |
| INSTALACIÓN DE REPUESTOS | <input type="checkbox"/> | No aplica |
| AJUSTES / CALIBRACIÓN | <input type="checkbox"/> | No aplica |
| LUBRICACIÓN | <input type="checkbox"/> | No aplica |
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | <input checked="" type="checkbox"/> | Comprobación de Operatividad. |
| LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| OTROS | <input checked="" type="checkbox"/> | |

OBSERVACIONES GENERALES / PENDIENTES / RECOMENDACIONES

Se realizó la limpieza y desinfección externa e interna del dispositivo, prueba de regulación de amplitud y frecuencia en diferentes modos de funcionamiento.
NOTA: Cable del aplicador en deficientes condiciones, se recomienda el cambio del transductor (Se adjunta registro fotográfico del estado del aplicador).
Equipo en óptimas condiciones operativas y en condiciones físicas aceptables.

DESCRIPCIÓN DE REVISIONES Y VERIFICACIONES

| CANTIDAD | DETALLE | SI COTIZAR | NO COTIZAR |
|----------|---------|------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

EQUIPO SE ENTREGA EN:

| CONDICIONES FÍSICAS | CONDICIONES OPERATIVAS |
|--|---|
| CORRECTAS <input type="checkbox"/> | CORRECTAS <input checked="" type="checkbox"/> |
| ACEPTABLES <input checked="" type="checkbox"/> | PARCIALES <input type="checkbox"/> |
| DEFICIENTES <input type="checkbox"/> | INOPERANTES <input type="checkbox"/> |

Fecha Visita: 15 DE MARZO DE 2019
Hora Ingreso: 07:00 a. m. Hora Salida: 09:45 a.m.
Hora Inicio: 07:00 a.m. Hora Final: 09:45 a.m.

Representante CLIENTE
Nombre : Lina María Hormaza
Cargo :Fisioterapeuta

Representante Tecnología Vital Médica S.A.S
Nombre : Jefferson Alvarez V
Cargo : Ing. De Soporte Clínico

Registro estado del cable del aplicador

