

**CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR LTDA****HOJA DE VIDA EQUIPOS (F-GIT-08)**

Equipo	TENSÍOMETRO ANÁLOGO	Activo	NO IDENTIFICADO
Marca	LORD	Ubicación	PRIMEROS AUXILIOS
Modelo	HS-20C	Sede	SAN FERNANDO 1
Serie	965008	Clasificación	DIAGNÓSTICO
Reg. Sanitario	2009DM-0004179	Riesgo	BAJO - CLASE I
Adquisición			

Planificación de mantenimiento preventivo:	TRIMESTRAL
Planificación de calibración:	ANUAL
Personal especializado para su operación:	PERSONAL ASISTENCIAL
Personal responsable del mantenimiento:	ELECTROMÉDICO

DEFINICIÓN

VIGILA LA PRESIÓN ARTERIAL POR MEDIO DE UN MÉTODO NO INVASIVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VARIABLE	MEDIDA	OTROS	MEDIDA
Tensión	NA V	Fuente	NA V
Corriente	NA A	Batería	NA V
Potencia	NA W	Fusible Int	NA A
Resistencia	NA Ω	Fusible Ext	NA A
Frecuencia	NA Hz		
N° de Fases	NA		

OTROS SUMINOS IDENTIFICADOS**OTRAS CARACTERÍSTICAS**

Agua	NA Lts	Temperatura	NA °C
Aire	NA Lts	Humedad	NA % Relativa
O2	NA Libras	Peso	NA Kg
Vacio	NA CmH2O	Presión	NA PSI
		Velocidad	NA RPM

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE

Eléctrico	NA	Hidráulico	NA
Mecánico	NA	Neumático	NA
Electrónico	NA	Auto/Semiauto	NA
Software	NA	Otros	X

ACCESORIOS Y/O COMPONENTES

Descripción	Observaciones
BRAZALATE	
PERA	
MANÓMETRO	

OBSERVACIONES

Incluir un equipo en un programa de mantenimiento preventivo y planificado, es de suma importancia para el bienestar del paciente y de la vida útil del equipo.