

**CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR LTDA****HOJA DE VIDA EQUIPOS (F-GIT-08)**

Equipo	EMS	Activo	NO IDENTIFICADO
Marca	GRAHAM FIELD	Ubicación	CONSULTORIO 31
Modelo	GF- TX5 EMS	Sede	SAN FERNANDO 2
Serie	R030514352	Clasificación	REHABILITACIÓN
Reg. Sanitario	NO IDENTIFICADO	Riesgo	MODERADO - CLASE IIA
Adquisición			

Planificación de mantenimiento preventivo:	TRIMESTRAL
Planificación de calibración:	ANUAL
Personal especializado para su operación:	PERSONAL ASISTENCIAL
Personal responsable del mantenimiento:	ELECTROMÉDICO

DEFINICIÓN			
GENERADOR DE CORRIENTES QUE PRODUCE IMPULSOS ELÉCTRICOS CON LA ENERGÍA SUFICIENTE PARA GENERAR UN POTENCIAL DE ACCIÓN			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
VARIABLE	MEDIDA	OTROS	MEDIDA
Tensión	<input type="text" value="NA"/> V	Fuente	<input type="text" value="NA"/> V
Corriente	<input type="text" value="NA"/> A	Batería	<input type="text" value="9"/> V
Potencia	<input type="text" value="NA"/> W	Fusible Int	<input type="text" value="NA"/> A
Resistencia	<input type="text" value="NA"/> Ω	Fusible Ext	<input type="text" value="NA"/> A
Frecuencia	<input type="text" value="NA"/> Hz		
N° de Fases	<input type="text" value="NA"/>		
OTROS SUMINO IDENTIFICADO		OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Agua	<input type="text" value="NA"/> Lts	Temperatura	<input type="text" value="NA"/> °C
Aire	<input type="text" value="NA"/> Lts	Humedad	<input type="text" value="NA"/> % Relativa
O2	<input type="text" value="NA"/> Libras	Peso	<input type="text" value="NA"/> Kg
Vacio	<input type="text" value="NA"/> CmH2O	Presión	<input type="text" value="NA"/> PSI
		Velocidad	<input type="text" value="NA"/> RPM
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE			
Eléctrico	<input type="text" value="NA"/>	Hidráulico	<input type="text" value="NA"/>
Mecánico	<input type="text" value="NA"/>	Neumático	<input type="text" value="NA"/>
Electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto/Semiauto	<input type="text" value="NA"/>
Software	<input type="text" value="NA"/>	Otros	<input type="text" value="NA"/>
ACCESORIOS Y/O COMPONENTES			
Descripción	Observaciones		
ELECTRODO			
PORTAELECTRODO			
OBSERVACIONES			
Incluir un equipo en un programa de mantenimiento preventivo y planificado, es de suma importancia para el bienestar del paciente y de la vida útil del equipo.			