

**CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR LTDA****HOJA DE VIDA EQUIPOS (F-GIT-08)**

Equipo	NEVERA PAQUETES FRÍOS	Activo	0760
Marca	CHATTANOOGA	Ubicación	GIMNASIO DE MÁQUINAS
Modelo	E-2	Sede	SAN FERNANDO 2
Serie	AFD502MW12R	Clasificación	NO APLICA
Reg. Sanitario	NO IDENTIFICADO	Riesgo	NO APLICA
Adquisición	30 DE MARZO DE 2011		

Planificación de mantenimiento preventivo:	TRIMESTRAL
Planificación de calibración:	NO APLICA
Personal especializado para su operación:	PERSONAL ASISTENCIAL
Personal responsable del mantenimiento:	ELECTROMÉDICO

DEFINICIÓN			
EQUIPO DISEÑADO PARA MANTENER LOS PAQUETES GELIZADOS TERAPEÚTICOS A TEMPERATURA FRÍAS			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
VARIABLE	MEDIDA	OTROS	MEDIDA
Tensión	120 V	Fuente	NA V
Corriente	12 A	Batería	NA V
Potencia	20 W	Fusible Int	NA A
Resistencia	2 Ω	Fusible Ext	NA A
Frecuencia	60 Hz		
N° de Fases	L1, N		
OTROS SUMINO IDENTIFICADOS		OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Agua	NA Lts	Temperatura	10 °C
Aire	NA Lts	Humedad	NA % Relativa
O2	NA Libras	Peso	NA Kg
Vacio	NA CmH2O	Presión	NA PSI
		Velocidad	NA RPM
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE			
Eléctrico	X	Hidráulico	NA
Mecánico	NA	Neumático	NA
Electrónico	NA	Auto/Semiauto	NA
Software	NA	Otros	NA
ACCESORIOS Y/O COMPONENTES			
Descripción	Observaciones		
PAQUETES GELIZADOS			
OBSERVACIONES			
Incluir un equipo en un programa de mantenimiento preventivo y planificado, es de suma importancia para el bienestar del paciente y de la vida útil del equipo.			